

# 2022 年山东省室间质评须知

## ——EGFR 突变检测（FFPE 样本）

### 一、评价项目与时间安排

2022 年山东省 EGFR 突变检测专项室间质评（FFPE 样本），活动具体安排如下：

活动次数	批号	建议测定日期	上报截止日期
1 次	2022A011, 2022A012, 2022A013, 2022A014, 2022A015	6 月 13 日	6 月 19 日

注：必须及时回报结果，截止日期后无法上报数据。

### 二、样本信息

1、收到质控样本后，应立即检查样本的批号、数量是否与活动安排相符，如发现问题请立即与山东省临检中心联系。

2、本质评样本为石蜡组织切片，每个批号包括 3 张片子，其中 1 张用于 HE 染色进行病理学诊断和评估，另 2 张用于 EGFR 基因突变检测。室温保存不超过 1 个月。

3、样本处理方法：按照临床样本对待，由日常工作人员使用实验室常规检测系统（仪器、试剂和方法等）检测。建议在检测前对提取的 DNA 含量和纯度进行测定。

### 三、结果填报

1、请填写“肿瘤细胞百分比 (%)”、“提取 DNA 总量 (ng)”、“提取 DNA 纯度 ( $A_{260}/A_{280}$ )”，并填写您实验室使用的提取方法和试剂。

2、该检测项目报告定性结果【根据您室常规检测方法报告结果，您所能检测到的突变类型必须填报结果，有该类型突变填“P（阳性）”，无该类型突变填“N（阴性）”，如果不填写任何结果则默认您不能检测该突变类型；您不能检测的突变类型不填写结果；例如您只能检测到“外显子 19 缺失突变”，不能区分缺失的具体位置，则仅填写“外显子 19 缺失突变”栏；如您能检测到外显子 19 的具体缺失位置，则请跳开“外显子 19 缺失突变”栏直接填写到相应的突变位点处；请将测定方法、试剂和仪器的编码填写正确。

3、上报途径参考《2022 年山东省医疗机构临床实验室室间质量评价计划》“六、利用 Internet 上报结果及成绩查询”。

质评室联系电话：0531-67806923

山东省临床检验中心

2022 年 5 月 31 日